

Anticorpo Policlonale Anti-Scd5 Per Wb, If/Icc, Elisa - Q86Sk9

Numero articolo: CM0013893

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro SCD5 umano (stearoil-CoA desaturasi 5, alias SCD4/ACOD4), validato per WB, IF/ICC ed ELISA. Coinvolto nella desaturazione degli acidi grassi, nella proliferazione neuronale e nella sordità.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	SCD5 Rabbit pAb
Note/Alias	SCD4; ACOD4; FADS4; HSCD5; DFNA79; SCD5
Specie	Umano
ID del gene	79966
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-75 di SCD5 umano (NP_001032671.2)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Umano
SWISS	Q86SK9
Peso della proteina	38 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante