

Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Scd5 Per Wb, Elisa - Q86Sk9

Numero articolo: CM0026609

introduzione

Anticorpo policlonale coniglio anti-SCD5 di alta qualità validato per Western blot e ELISA. Rileva SCD5 umano, murino e di ratto, un enzima chiave nella biosintesi degli acidi grassi e nella differenziazione neuronale.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	SCD5 Rabbit pAb
Note/Alias	SCD4; ACOD4; FADS4; HSCD5; DFNA79; SCD5
Specie	Uomo
ID gene (Uomo)	79966
ID gene	79966
Immunogeno	Peptide sintetico; Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 231-330 della proteina SCD5 umana (NP_001032671.2)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	Q86SK9
Peso proteico	38kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio