

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Scfd1 Per Wb, Ihc-P, Elisa - Q8Wvm8

Numero articolo: CM0025192

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro SCFD1 (noto anche come SLY1, STXBP1L2) per Western blot, IHC-P ed ELISA. Validato in umano, topo e ratto. Ideale per lo studio del trasporto ER-Golgi.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del Prodotto	SCFD1 Rabbit pAb
Note/Alias	SLY1; RA410; SLY1P; STXBP1L2; C14orf163; SCFD1
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	23256
ID Gene	23256
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 373-642 di SCFD1 umano (NP_057190.2)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q8WVM8
Peso Proteico	72kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio