

Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Scg2 Per Wb, If-P, Elisa - P13521

Numero articolo: CM0027194

introduzione

Anticorpo policlonale coniglio contro SCG2 umano (Secretogranin-2), convalidato per WB, IF-P, ELISA. Reagisce con umano e ratto. Adatto per la ricerca neuroendocrina e gli studi sulla biogenesi dei granuli secretori.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	SCG2 pAb coniglio
Osservazioni/Alias	SN, CHGC, EM66, SgII, SCG2
Specie	Umano
ID Gene	7857
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 30-320 di SCG2 umano (NP_003460.2)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF-P, ELISA
Reattività crociata	Umano, Ratto
SWISS	P13521
Peso proteico	71kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio