

Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Scgb1A1 Per Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - P11684

Numero articolo: CM0023561



introduzione

SCGB1A1 Rabbit pAb rileva la SCGB1A1 umana (Uteroglobina/CC10), una proteina secretoria delle cellule dei bronchioli (Club cells), validata per WB, IF-P, IHC-P, ELISA con reattività crociata verso topo e ratto. Ideale per la ricerca respiratoria.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	SCGB1A1 Rabbit pAb
Osservazioni/Alias	UGB, UP1, CC10, CC16, CCSP, UP-1, CCPBP, SCGB1A1
Specie	Umano
GeneID (Umano)	7356
GeneID	7356
Immunogeno	Proteina ricombinante Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli aminoacidi 22-91 della SCGB1A1 umana (NP_003348.1).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Topo, Ratto
SWISS	P11684
Peso proteico	10kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio