

Anticorpo Policlonale Anti-Scgb3A2 Per Wb, If/Icc, Elisa - Q96PI1

Numero articolo: CM0016541

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio diretto contro SCGB3A2 umano, una secretoglobina con funzioni antinfiammatorie e antifibrotiche. Validato per WB, IF/ICC, ELISA; presenta reattività crociata con uomo, topo e ratto. Ideale per la ricerca sullo sviluppo polmonare e sull'immunità innata.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	SCGB3A2 Rabbit pAb
Note/Alias	LU103, PNSP1, UGRP1, pnSP-1, SCGB3A2
Specie	Uomo
GeneID (umano)	117156
GeneID	117156
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-93 di SCGB3A2 umano (NP_473364.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Uomo, topo, ratto
SWISS	Q96PL1
Peso della proteina	10 kDa
Spedizione	Sacchetto refrigerante