


Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Scin Per Wb, If/Icc, Elisa - Q9Y6U3

Numero articolo: CM0019908



introduzione

Anticorpo policlonale coniglio contro SCIN umano (Scinderina/Adseverina) per WB, IF/ICC ed ELISA. Reagisce con umano e topo. Adatto per ricerche sull'esocitosi, sui megacariociti e sul citoscheletro.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	SCIN Coniglio pAb
Note/Alias	SCIN; adseverina
Specie	Umano
Gene ID	85477
Immunogeno	Peptide sintetico corrispondente a una sequenza all'interno degli aminoacidi 1-100 di SCIN umano (NP_001106177.1)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Umano, Topo
SWISS	Q9Y6U3
Peso proteico	80kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio