

Anticorpo Policlonale Anti-Scly Per Wb, Elisa - Q96I15

Numero articolo: CM0014523



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio Anti-SCLY di alta qualità per applicazioni Western blot e ELISA. Reagisce con SCLY umano, di topo e di ratto. Adatto per la ricerca sul metabolismo della selenocisteina.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	SCLY Rabbit pAb
Note / Alias	SCL; hSCL; SCLY
Specie	Umana
GeneID (Umano)	51540
GeneID	51540
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 284-453 della SCLY umana (NP_057594.4)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	Q96I15
Peso proteico	48 kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio