


Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Scn1B Per Wb, Elisa - Q07699

Numero articolo: CM0014446



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio Anti-SCN1B validato per Western blot ed ELISA. Riconosce SCN1B umano, di topo e di ratto, una subunità regolatoria del canale del sodio voltaggio-dipendente coinvolta nell'eccitabilità neuronale e nella funzione cardiaca. Ideale per la ricerca in neuroscienze e cardiovascolare.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	SCN1B Rabbit pAb
Note/Alias	DEE52; ATFB13; BRGDA5; EIEE52; GEFSP1; SCN1B
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	6324
ID Gene	6324
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 19-160 di SCN1B umano (NP_950238.1)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q07699
Peso Proteico	25kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio