


Anticorpo Policlonale Anti-Scn2A Per Wb, Elisa - Q99250

Numero articolo: CM0018366



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio diretto contro SCN2A umano (sottounità alfa del canale del sodio Nav1.2). Adatto per WB ed ELISA; 228 kDa. Ideale per la ricerca in neuroscienze e sui canali ionici.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	SCN2A Rabbit pAb
Note/Alias	EA9; HBA; NAC2; BFIC3; BFIS3; BFNIS; DEE11; HBSCI; EIEE11; HBSCI; Nav1.2; SCN2A1; SCN2A2; Na(v)1.2; SCN2A
Specie	Umano
GeneID (Umano)	6326
GeneID	6326
Immunogeno	Proteina ricombinante (proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 275-401 di SCN2A umano (NP_001035232.1))
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Incrociata	Umano
SWISS	Q99250
Peso Proteico	228kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio