


Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Scn3B Per Wb, If/Icc, Elisa - Q9Ny72

Numero articolo: CM0014012



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio diretto contro SCN3B umano, subunità beta regolatoria dei canali del sodio. Validato per WB, IF/ICC, ELISA e presenta reattività crociata con topo e ratto. Utile per la ricerca sull'elettrofisiologia cardiaca e sui canali ionici.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	SCN3B Rabbit pAb
Note/Alias	SCNB3; ATFB16; BRGDA7; HSA243396; SCN3B
Specie	Uomo
GeneID (Uomo)	55800
GeneID	55800
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 23-160 di SCN3B umano (NP_060870.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Topo, Ratto
SWISS	Q9NY72
Peso proteico	25kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio