

Anticorpo Policlonale Anti-Scnn1B Per Wb E Elisa - P51168

Numero articolo: CM0022114



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio che mira alla subunità beta del canale del sodio epiteliale (SCNN1B/ENaC beta) per applicazioni WB ed ELISA. Specifico per SCNN1B umano e murino, ideale per la ricerca renale e respiratoria.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	SCNN1B Rabbit pAb
Note/Alias	BESC1, ENaCb, SCNEB, LIDLS1, PHA1B2, ENaCbeta, beta-ENaC, beta-NaCH, SCNN1B
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	6338
ID Gene	6338
Immunogeno	Proteina ricombinante: Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 406-640 di SCNN1B umano (NP_000327.2).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo
SWISS	P51168
Peso Proteico	73kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio