

Anticorpo Policlonale Anti-Scnn1B Per Wb E Elisa - P51168

Numero articolo: CM0022106

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio mirato alla subunità beta del canale del sodio epiteliale (SCNN1B/ENaC beta) per applicazioni WB e ELISA. Specifico per SCNN1B umano e murino, ideale per la ricerca renale e respiratoria.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	SCNN1B Rabbit pAb
Osservazioni/Alias	BESC1, ENaCb, SCNEB, LIDLS1, PHA1B2, ENaCbeta, beta-ENaC, beta-NaCH, SCNN1B
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	6338
ID Gene	6338
Immunogeno	Proteina ricombinante: Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 406-640 di SCNN1B umano (NP_000327.2).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umano, Mouse
SWISS	P51168
Peso proteico	73kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio