

Anticorpo Policlonale Anti-Scnn1G Per Wb, Ihc-P, Elisa - P51170

Numero articolo: CM0024716



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro la subunità gamma SCNN1G umana (ENaC). Validato per Western blot, immunoistochimica ed ELISA. Reagisce in modo incrociato con il topo. Ideale per studiare la fisiologia dei canali del sodio, la funzione renale e il trasporto ionico.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	SCNN1G Rabbit pAb
Note/Alias	PHA1; BESC3; ENaCg; LDL52; SCNEG; PHA1B3; ENaCgamma; SCNN1G
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	6340
ID Gene	6340
Immunogeno	Proteina ricombinante
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo
SWISS	P51170
Peso Proteico	74kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio