


Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Scnn1G Per Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - P51170

Numero articolo: CM0020170



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro SCNN1G umano (subunità gamma di ENaC). Validato per WB, IF-P, IHC-P, ELISA. Reagisce con antigeni umani, murini e di ratto. Ideale per la ricerca sui canali del sodio e sul trasporto epiteliale.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	SCNN1G Rabbit pAb
Note/Alias	PHA1; BESC3; ENaCg; LDLS2; SCNEG; PHA1B3; ENaCgamma; SCNN1G
Specie	Uomo
GeneID	6340 (uomo)
Immunogeno	Proteina ricombinante Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 100-250 di SCNN1G umano (NP_001030.2)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Uomo, topo, ratto
SWISS	P51170
Peso della proteina	74 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante