


Anticorpo Policlonale Anti-Sco1 Per Wb, Ihc-P, Elisa - 075880

Numero articolo: CM0025511



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro SCO1 umano, validato per WB, IHC-P, ELISA. Reagisce con umano, topo, ratto. Adatto per studi sul metabolismo mitocondriale del rame e sull'assemblaggio del citocromo c ossidasi.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	SCO1 Rabbit pAb
Note/Alias	SCOD1; MC4DN4; SCO1
Specie	Umano
GeneID (Umano)	6341
GeneID	6341
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-160 di SCO1 umano (NP_004580.1).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	075880
Peso Proteico	34kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio