

Anticorpo Policlonale Anti-Sco2 Di Coniglio Per Wb, Ihc-P, Elisa - O43819

Numero articolo: CM0029501



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro SCO2 umano, adatto per WB, IHC-P ed ELISA. Reagisce con SCO2 di topo e ratto (30 kDa), uno chaperone del rame mitocondriale essenziale per l'assemblaggio del citocromo c ossidasi e la funzione della catena respiratoria.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Specifiche
Nome del prodotto	SCO2 Rabbit pAb
Osservazioni/Alias	TP; MYP6; TYMP; ECGF1; SCO1L; MC4DN2; CEMCOX1; PD-ECGF; TdRPase; Gliostatina; SCO2
Specie	Umano
GeneID (Umano)	9997
GeneID	9997
Immunogeno	Proteina ricombinante
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Umano, Mouse, Ratto
SWISS	O43819
Peso proteico	30kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio