


Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Scp2 Per Wb, Ihc-P, Elisa - P22307

Numero articolo: CM0027031



introduzione

Anticorpo policlonale coniglio SCP2 validato per WB, IHC-P, ELISA su Umano, Topo. SCP2 è una proteina perossisomale che catalizza l'ultimo passaggio della beta-ossidazione degli acidi grassi a catena ramificata e media il trasferimento dei lipidi. Adatto per la ricerca metabolica e cardiovascolare.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	SCP2 Rabbit pAb
Osservazioni/Alias	NLTP; SCOX; SCPX; SCP-2; SCP-X; NSL-TP; SCP-CHI; SCP2
Specie	Umano
Gene ID (Umano)	6342
Gene ID	6342
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-322 di SCP2 umano (NP_001007099.1)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività incrociata	Umano, Topo
SWISS	P22307
Peso proteico	59kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio