

Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Scrn3 Per Wb, If/Icc, Elisa - Q0Vdg4

Numero articolo: CM0015389

introduzione

Anticorpo policlonale coniglio SCR33
convalidato per WB, IF/ICC, ELISA. Riconosce
SCR33 umano, murino e ratto. Ideale per lo
studio dei meccanismi di nocicezione termica.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Specificazione
Nome del prodotto	SCR33 Coniglio pAb
Osservazioni/Alias	SES3; SCR33
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	79634
ID Gene	79634
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 100-410 di SCR33 umano (NP_078859.2)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Umano, Mouse, Ratto
SWISS	Q0VDG4
Peso proteico	49kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio