

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Sctr - P47872

Numero articolo: CM0029023



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro SCTR umano (recettore della secretina), adatto per WB ed ELISA. Reagisce con l'essere umano e il topo. Ideale per la ricerca sulla regolazione del pH, la termogenesi e l'omeostasi idrica.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	SCTR Rabbit pAb
Osservazioni/Alias	SR; SCTR
Specie	Umano
GeneID (Umano)	6344
GeneID	6344
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 151-461 di SCTR umano (P47872).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umano, Mouse
SWISS	P47872
Peso proteico	50kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio