

Anticorpo Policlonale Anti-Scyl2 Per Wb E Elisa - Q6P3W7

Numero articolo: CM0017736

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio Anti-SCYL2 validato per WB e ELISA, reagisce con umano e ratto. SCYL2, una chinasi associata alla clatrina, regola il traffico dei recettori neuronali e lo sviluppo cerebrale.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	SCYL2 Rabbit pAb
Note/Alias	AMC4; AMCNACC; CVAK104; SCYL2
Specie	Umano
GeneID (Umano)	55681
GeneID	55681
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-300 di SCYL2 umano (NP_060458.3)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Ratto
SWISS	Q6P3W7
Peso Proteico	104kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio