

Anticorpo Policlonale Anti-Scyl2 Per Wb, If/Icc, Elisa - Q6P3W7

Numero articolo: CM0013418

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio di alta qualità mirato a SCYL2 (CVAK104). Validato per WB, IF/ICC ed ELISA con reattività across umano, topo e ratto. Ideale per lo studio del traffico mediato dalla clatrina e della funzione neuronale.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Specifiche
Nome del prodotto	SCYL2 Coniglio pAb
Note/Alias	AMC4; AMCNACC; CVAK104; SCYL2
Specie	Umano
GeneID (Umano)	55681
GeneID	55681
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli aminoacidi 1-300 di SCYL2 umano (NP_060458.3)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q6P3W7
Peso proteico	104kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio