

Anticorpo Policlonale Anti-Sd1 Per Wb E Elisa - B6F2D9

Numero articolo: CM0022120

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro SD1 (giberellina 20-ossidasi) di Oryza sativa. Convalidato per Western blot e ELISA, ideale per lo studio della biosintesi delle giberelline e della regolazione della crescita vegetale.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	SD1 Rabbit pAb
Note / Alias	sd1; GA20; Sd-1; 20ox2; C20ox2; SD1-2E; GA20OX2; Os20ox2; osGA20ox2; SD1
Specie	Oryza sativa
ID gene	4325003
Immunogeno	Proteina ricombinante; proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-140 di SD1 di Oryza sativa (Q0JH50)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività incrociata	Oryza sativa
SWISS	B6F2D9
Peso proteico	43 kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio