

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Sdc2 Per Wb, Ihc-P, Elisa - P34741

Numero articolo: CM0018860



introduzione

pAb di coniglio anti-SDC2 validato per WB, IHC-P, ELISA nell'uomo, nel topo e nel ratto.

Targetizza il sindecano-2, un proteoglicano di eparan solfato che regola la morfogenesi dell'arborizzazione dendritica e la neurogenesi.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	pAb SDC2 di coniglio
Note/Alias	HSPG; CD362; HSPG1; SYND2; SDC2
Specie	Uomo
ID del gene	6383
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente gli amminoacidi 19-144 di SDC2 umano (NP_002989.2)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Uomo, topo, ratto
SWISS	P34741
Peso della proteina	22 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante