

Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Sdc4 Per Wb, Elisa - P31431

Numero articolo: CM0024147



introduzione

Anticorpo policlonale coniglio di alta qualità contro SDC4 umano (Sindecano-4), validato per WB ed ELISA. Ideale per la ricerca sulla biogenesi degli esosomi e lo sviluppo di saggi diagnostici. Riconosce una banda di ~22 kDa.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	SDC4 Rabbit pAb
Osservazioni/Alias	SYND4; SDC4
Specie	Umano
Gene ID (Umano)	6385
Gene ID	6385
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 19-145 di SDC4 umano (NP_002990.2)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umano
SWISS	P31431
Peso proteico	22kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio