

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Sdf4 Per Wb, Ihc-P, Elisa - Q9Brk5

Numero articolo: CM0017692

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio anti-SDF4 validato per WB, IHC-P ed ELISA. Rileva SDF4 umano e murino, una proteina legante il calcio da 45 kDa coinvolta nelle attività del reticolo endoplasmatico dipendenti dal calcio. Ideale per la ricerca metabolica e sull'apparato di Golgi.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	SDF4 pAb di coniglio
Note/alias	Cab45; SDF-4; SDF4
Specie	Umano
GenID (umano)	51150
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 37-200 di SDF4 umano (NP_057260.2)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Umano, topo
SWISS	Q9BRK5
Peso della proteina	42 kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio