

Anticorpo Monoclonale Anti-Sdha Per Wb, If, Elisa - P31040

Numero articolo: CM0002697



introduzione

Anticorpo monoclonale ricombinante di coniglio che riconosce l'SDHA umano, validato per Western blot, immunofluorescenza ed ELISA. Rileva l'SDHA endogeno in campioni umani, di topo e di ratto. Adatto per la ricerca sul complesso II mitocondriale e per studi sulla soppressione tumorale.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	SDHA Rabbit mAb
Note/Alias	FP; PGL5; SDH1; SDH2; SDHF; CMD1GG; MC2DN1; NDAXOA; SDHA
Specie	Umana
ID Gene (Umano)	6389
ID Gene	6389
Immunogeno	Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 550-650 dell'SDHA umano (P31040).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, IF/ICC, IF-P, ELISA
Reattività Incrociata	Umana, Topo, Ratto
SWISS	P31040
Peso Proteico	73 kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio