

Anticorpo Policlonale Anti-Sdha Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P31040

Numero articolo: CM0025912



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio diretto contro la subunità flavoproteica del complesso della succinato deidrogenasi umana (SDHA). Confermato per WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Reagisce in modo crociato con topo e ratto. Immunogeno ricombinante che copre la regione C-terminale. Ideale per la ricerca sulla funzione mitocondriale, le malattie metaboliche e il cancro.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del Prodotto	SDHA Rabbit pAb
Osservazioni/Alias	FP; PGL5; SDH1; SDH2; SDHF; CMD1GG; MC2DN1; NDAXOA; SDHA
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	6389
ID Gene	6389
Immunogeno	Proteina ricombinante Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 385-664 di SDHA umana (NP_004159.2).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reattività Crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P31040
Peso Proteico	73kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio