


Anticorpo Policlonale Anti-Sdhaf2 Per Wb, Elisa - Q9Nx18

Numero articolo: CM0022905



introduzione

SDHAF2 Rabbit pAb per WB ed ELISA, diretto contro SDHAF2 umano (fattore 2 di assemblaggio della succinato deidrogenasi mitocondriale). Reagisce anche con il topo. Ideale per la ricerca sul metabolismo mitocondriale e sul ciclo TCA.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	SDHAF2 Rabbit pAb
Note/Alias	PGL2; SDH5; hSDH5; C11orf79; SDHAF2
Specie	Umano
GeneID (umano)	54949
GeneID	54949
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-166 di SDHAF2 umano (NP_060311.1).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umano, topo
SWISS	Q9NX18
Peso della proteina	20 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante