


Anticorpo Monoclonale Coniglio Anti-Sdhb Per Wb, If/Icc, If-P, Ihc-P, Elisa - P21912

Numero articolo: CM0006542



introduzione

Anticorpo monoclonale ricombinante di coniglio che si lega alla SDHB umana. Validato per WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA. Rileva la SDHB endogena in umano, topo, ratto. Ideale per la ricerca sul complesso II mitocondriale e sul cancro.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	SDHB mAb Coniglio
Note/Alias	CWS2; IP; PGL4; SDH; SDH1; SDH2; SDHIP; subunità B ferro-zolfo del complesso succinato deidrogenasi
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	6390
ID Gene	6390
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 29-280 della SDHB umana (P21912)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P21912
Peso Proteico	31kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio