


Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Sdhb Per Wb, If/Icc, Elisa - P21912

Numero articolo: CM0014449



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro SDHB umano (subunità ferro-zolfo della succinato deidrogenasi). Validato per Western blot (WB), immunofluorescenza/immunocitochimica (IF/ICC) ed ELISA. Reagisce anche con SDHB di topo e ratto. Ideale per la ricerca sul complesso mitocondriale II, gli studi sulla fosforilazione ossidativa e le indagini sulle malattie metaboliche.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	SDHB Rabbit pAb
Note/alias	IP; SDH; CWS2; PGL4; SDH1; SDH2; SDHIP; MC2DN4; SDHB
Specie	Umana
ID gene (umano)	6390
ID gene	6390
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 29-280 della SDHB umana (NP_002991.2)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Uomo, topo, ratto
SWISS	P21912
Peso della proteina	32 kDa
Spedizione	Sacchetto refrigerante