


Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Sdhd Per Wb, Ihc-P, Elisa - P21912

Numero articolo: CM0021426



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio che riconosce la subunità ferro-zolfo del complesso II mitocondriale umano SDHB. Validato per WB, IHC-P ed ELISA. Reagisce in modo crociato con SDHB di topo e ratto. Peso molecolare previsto 32 kDa.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	SDHB Rabbit pAb
Note/Alias	IP, SDH, CWS2, PGL4, SDH1, SDH2, SDHIP, MC2DN4, SDHB
Specie	Umano
GeneID (umano)	6390
GeneID	6390
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 29-280 di SDHB umano (NP_002991.2).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività Crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P21912
Peso Proteico	32kDa
Spedizione	Sacca refrigerante