


Anticorpo Policlonale Anti-Sdhc Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q99643

Numero articolo: CM0021715



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro la SDHC umana (subunità C del complesso succinato deidrogenasi), adatto per WB, IHC-P, IF/ICC e ELISA. Rileva la SDHC umana, di topo e di ratto. Il bersaglio è una proteina di membrana mitocondriale coinvolta nel trasporto degli elettroni.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	SDHC Rabbit pAb
Note/Alias	CYBL; PGL3; QPS1; SDH3; CYB560; SDHC
Specie	Umana
GeneID (Umana)	6391
GeneID	6391
Immunogeno	Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 1-100 della SDHC umana (NP_002992.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reattività incrociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	Q99643
Peso proteico	19 kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio