


Anticorpo Monoclonale Anti-Sdhc Di Coniglio Per Wb, If/Icc, Ihc-P, Elisa - Q99643

Numero articolo: CM0007368



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio contro SDHC umano (CYBL, SDH3), validato per WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA. Reagisce con umano, topo, ratto. Ideale per la ricerca sul complesso II mitocondriale.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	SDHC Rabbit mAb
Note/Alias	CYBL; PGL3; QPS1; SDH3; CYB560; SDHC
Specie	Umano
GeneID	6391
Immunogeno	Peptide sintetico corrispondente a una sequenza all'interno degli aminoacidi 1-100 di SDHC umano (NP_002992.1)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q99643
Peso Proteico	19 kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio