


Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Sdhd Per Wb, Elisa - O14521

Numero articolo: CM0023923



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio che mira a SDHD (subunità D della succinato deidrogenasi) per applicazioni di Western blot ed ELISA. Reagisce in modo incrociato con umano, topo e ratto, consentendo la ricerca sul complesso II mitocondriale.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	SDHD Rabbit pAb
Note/Alias	PGL; CBT1; CWS3; PGL1; QPs3; SDH4; cyb5; CII-4; MC2DN3; SDHD
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	6392
ID Gene	6392
Immunogeno	Peptide Sintetico Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 50-150 di SDHD umano (NP_002993.1).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	O14521
Peso Proteico	17kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio