

Anticorpo Policlonale Anti-Sdsl Per Wb, Elisa - Q96Ga7

Numero articolo: CM0015935



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio Anti-SDSL progettato per applicazioni WB ed ELISA. Bersaglia la proteina simile alla serina deidratasi umana (SWISS Q96GA7), ha reattività crociata con il topo ed è adatto per studi sul cancro polmonare e sul metabolismo.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	SDSL Rabbit pAb
Annotazioni / Alias	TDH; cSDH; SDH 2; SDS-RS1; SDSL
Specie	Uomo
GeneID (Uomo)	113675
GeneID	113675
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-137 della SDSL umana (NP_612441.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Crociata	Topo
SWISS	Q96GA7
Peso Proteico	35kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio