

Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Sec11A Per Wb, If/Icc, Elisa - P67812

Numero articolo: CM0016755



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio di alta qualità contro SEC11A umano, validato per WB, IF/ICC e ELISA. Reagisce con uomo, topo e ratto. Ideale per lo studio della scissione del peptide segnale nel reticolo endoplasmatico.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	SEC11A Rabbit pAb
Annotazioni / Alias	SPC18, SPCS4A, SEC11L1, sid2895, 1810012E07Rik, SEC11A
Specie	Uomo
GeneID (Uomo)	23478
GeneID	23478
Immunogeno	Proteina ricombinante Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 37-145 di SEC11A umano (NP_055115.1).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	P67812
Peso proteico	21kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio