


Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Sec13 Per Wb, Ihc, If/Icc, Elisa - P55735

Numero articolo: CM0014241



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio di alta qualità contro la SEC13 umana, validato per WB, IHC, IF/ICC ed ELISA. Reagisce in modo crociato con topo e ratto. Ideale per lo studio del complesso dei pori nucleari (NPC), COPII e della segnalazione mTORC1.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Specifica
Nome prodotto	SEC13 Rabbit pAb
Note/Alias	SEC13R; npp-20; SEC13L1; D3S1231E; SEC13
Specie	Umana
GeneID (Umano)	6396
GeneID	6396
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-322 della SEC13 umana (NP_899195.1).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Umana, Topo, Ratto
SWISS	P55735
Peso proteico	36kDa
Spedizione	Borsa di ghiaccio