


Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Sec14L2 Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - O76054

Numero articolo: CM0016027



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio anti-SEC14L2 validato per WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Reagisce con SEC14L2 umano, murino e di ratto (46 kDa), un trasportatore lipidico/attivatore trascrizionale associato al tocoferolo e al colesterolo.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	SEC14L2 Rabbit pAb
Note/alias	SPF; TAP; TAP1; C22orf6; SEC14L2
Specie	Umano
GeneID (umano)	23541
GeneID	23541
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 60-270 di SEC14L2 umano (NP_001191133.1).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Umano, topo, ratto
SWISS	O76054
Peso della proteina	46kDa
Spedizione	Borsa refrigerante