


Anticorpo Policlonale Anti-Sec23A Per Wb, Elisa - Q15436

Numero articolo: CM0016749



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro Sec23A umano, validato per WB ed ELISA. Reagisce anche con Sec23A di topo e ratto. Adatto per studi sul traffico delle vescicole COPII e sul trasporto dal reticolo endoplasmatico al Golgi.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	pAb di coniglio Sec23A
Note/alias	CLSD; hSec23A; Sec23A
Specie	Umano
ID del gene (umano)	10484
ID del gene	10484
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-150 di Sec23A umano (NP_006355.2)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umano, topo, ratto
SWISS	Q15436
Peso della proteina	86 kDa
Spedizione	Ghiaccio sintetico