

Anticorpo Monoclonale Coniglio Anti-Sec23A Per Wb, If/Icc, Elisa - Q15436

Numero articolo: CM0005761



introduzione

Anticorpo monoclonale coniglio anti-Sec23A di alta qualità validato per WB, IF/ICC, ELISA. Mirato a Sec23A umana, cross-reagisce con il topo. Ideale per studi sul traffico di vescicole COPII e sul trasporto RE-Golgi.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	Sec23A mAb Coniglio
Osservazioni/Alias	CLSD; hSec23A; Sec23A
Specie	Umano
GeneID (Umano)	10484
GeneID	10484
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 300-400 della Sec23A umana (Q15436)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività Crociata	Umano, Mouse
SWISS	Q15436
Peso Proteico	86kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio