

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Sec23B Per Wb, If/Icc, Elisa - Q15437

Numero articolo: CM0017260

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio che bersaglia Sec23B umana, una proteina di rivestimento COPII essenziale per il traffico da RE a Golgi. Adatto per applicazioni WB, IF/ICC e ELISA. Reagisce in modo crociato con uomo, topo e ratto. Peso molecolare previsto 86 kDa. Ideale per studi sul trasporto di secrezione e membrane.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	Sec23B Rabbit pAb
Note/Alias	CWS7; CDAII; CDAN2; CDA-II; HEMPAS; hSec23B; Sec23B
Specie	Uomo
GeneID (Uomo)	10483
GeneID	10483
Immunogeno	Peptide sintetico Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 150-250 della Sec23B umana (NP_006354.2).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	Q15437
Peso proteico	86kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio