

Anticorpo Policlonale Anti-Sec23Ip Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q9Y6Y8

Numero articolo: CM0015144

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro SEC23IP (p125), validato per WB, IHC-P, IF/ICC ed ELISA. Adatto per campioni umani, murini e di ratto; bersaglia la proteina interagente con SEC23, coinvolta nell'organizzazione dei siti di uscita del RE e nella formazione delle vescicole COPII.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	SEC23IP pAb di coniglio
Note/alias	P125; P125A; iPLA1A; MSTP053; iPLA1beta; SEC23IP
Specie	Umano
ID del gene (umano)	11196
ID del gene	11196
Immunogeno	Proteina ricombinante: proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 600-940 della SEC23IP umana (NP_009121.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Umano, topo, ratto
SWISS	Q9Y6Y8
Peso della proteina	111 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante