


Anti-Sec24C Coniglio Anticorpo Policlonale Per Wb, If/Icc, Elisa - P53992

Numero articolo: CM0015113



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro contro SEC24C umano, validato per Western blot, immunofluorescenza e ELISA. Bersaglia la proteina di selezione del carico delle vescicole COPII essenziale per il trasporto dal RE all'apparato di Golgi.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	SEC24C Coniglio pAb
Osservazioni/Alias	SEC24C
Specie	Umano
Gene ID (Umano)	9632
Gene ID	9632
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli aminoacidi 915-1094 di SEC24C umano (NP_004913.2)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività Incrociata	Umano
SWISS	P53992
Peso Proteico	118kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio