


Anticorpo Monoclonale Anti-Sec24D Per Wb, Elisa - 094855

Numero articolo: CM0005948



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio diretto contro SEC24D, una proteina del rivestimento delle vescicole COPII essenziale per il trasporto dal reticolo endoplasmatico all'apparato di Golgi. Validato per WB, ELISA su campioni umani, di topo e di ratto.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	SEC24D Rabbit mAb
Note/Alias	CLCRP2; SEC24D
Specie	Umana
GeneID (Umano)	9871
GeneID	9871
Immunogeno	Proteina ricombinante / Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-100 di SEC24D umano (NP_001304995.1).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Incrociata	Umana, Topo, Ratto
SWISS	O94855
Peso Molecolare Proteina	113kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio