


Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Sec24D Per Wb, If/Icc, Elisa - O94855

Numero articolo: CM0020083



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro SEC24D umano, validato per WB, IF/ICC, ELISA; presenta reattività crociata con topo e ratto. Adatto per lo studio del trasporto delle vescicole COPII e della selezione del carico ER-Golgi.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	SEC24D Rabbit pAb
Note/alias	CLCRP2; SEC24D
Specie	Uomo
ID gene	9871
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 830-1000 di SEC24D umano (NP_001304995.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Uomo, topo, ratto
SWISS	O94855
Peso della proteina	113 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante