

Anticorpo Monoclonale Anti-Sec61A Di Coniglio Per Wb, Elisa - Q9H9S3

Numero articolo: CM0003283

introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio diretto contro Sec61A umano (Q9H9S3) per Western blot ed ELISA. Reagisce con umano, topo e ratto. Strumento essenziale per studiare la traslocazione proteica attraverso il reticolo endoplasmatico.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	Sec61A mAb di Coniglio
Note/Alias	Sec61 alfa-2; SEC61A2; Sec61A
Specie	Umano
GeneID (Umano)	55176
GeneID	55176
Immunogeno	Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 350-450 di Sec61A umano (Q9H9S3).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q9H9S3
Peso Proteico	52kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio