


Anticorpo Policlonale Anti-Sec61A1 Per Wb, Elisa - P61619

Numero articolo: CM0017967



introduzione

SEC61A1 Rabbit pAb validato per WB ed ELISA. Riconosce SEC61A1 umano, fondamentale per la traslocazione delle proteine nel RE e la nefrogenesi, con reattività crociata verso topo e ratto.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	SEC61A1 Rabbit pAb
Note/Alias	HNFJ4; SEC61; ADTKD5; HSEC61; SEC61A; SEC61A1
Specie	Umano
GeneID (umano)	29927
GeneID	29927
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 310-420 di SEC61A1 umano (NP_037468.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Topo, ratto
SWISS	P61619
Peso della proteina	52 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante