


Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Sec61B Per Wb, If/Icc, Elisa - P60468

Numero articolo: CM0022067



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio di alta qualità diretto contro SEC61B umano, adatto per Western Blot, IF/ICC ed ELISA. Rileva SEC61B umano, murino e di ratto. Ideale per lo studio della traslocazione delle proteine nel RE e dell'inserimento nella membrana, garantendo prestazioni affidabili per la ricerca sul trasporto delle proteine.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	SEC61B Rabbit pAb
Note/alias	SEC61B; subunità beta del traslocone Sec61
Specie	Umano
ID gene (umano)	10952
ID gene	10952
Immunogeno	Peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 1-96 di SEC61B umano (NP_006799.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Umano, topo, ratto
SWISS	P60468
Peso della proteina	10 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante