


Anticorpo Policlonale Anti-Sec62 Per Wb, Elisa - Q99442

Numero articolo: CM0019660



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio anti-SEC62 di alta qualità, validato per applicazioni Western blot e ELISA. Reagisce in modo crociato con campioni di origine umana, di topo e di ratto. Ideale per la ricerca sulla traslocazione nel reticolo endoplasmatico e sui meccanismi di trasporto proteico.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Specifica
Nome prodotto	SEC62 Rabbit pAb
Note/Alias	HTP1; TP-1; Dtrp1; TLOC1; SEC62
Specie	Umana
GeneID	7095
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 258-399 della SEC62 umana (NP_003253.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umana, Topo, Ratto
SWISS	Q99442
Peso proteico	46kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio